

Planmeca Pro50™ Chair

Offrez à vos patients le confort haut de gamme



FRANÇAIS

PLANMECA

Installez-vous confortablement !

Le fauteuil Planmeca Pro50™ Chair allie à la perfection fonctionnalité, flexibilité et ingéniosité, le tout proposé dans un magnifique design intemporel. C'est une option idéale si vous êtes à la recherche d'un fauteuil à la fois robuste et léger offrant un confort ultime aux patients comme à l'équipe soignante. Prenez place et appréciez !

Silencieux et robuste

Planmeca Pro50™ Chair est un fauteuil patient, à la fois moderne et intemporel, dans lequel on retrouve la légèreté de conception et l'esthétique qui font la réputation des produits Planmeca. Ses moteurs internes de qualité médicale assurent un fonctionnement silencieux et contribuent à créer un environnement de travail calme pour l'équipe soignante et relaxant pour le patient lors des soins. Le fauteuil est fabriqué en aluminium durable et sa garniture confortable est disponible dans une large palette de couleurs vives et attrayantes.

Ergonomie de premier ordre

Planmeca Pro50 Chair se caractérise par sa vaste plage de réglages de la hauteur pouvant varier de 390 mm à 890 mm. Le fauteuil convient ainsi à tous les utilisateurs, à tous les modes de travail et permet aux praticiens de travailler aussi bien assis (sur un siège classique ou de type selle) que debout, quelle que soit leur taille. Sa base réduite laisse suffisamment de place aux jambes du praticien et de l'assistant, ainsi qu'à la pédale de commande du fauteuil et à d'autres dispositifs. Ce gain de place combiné au dossier fin et étroit permet à l'équipe soignante de s'approcher au plus près du patient tout en conservant une position la plus ergonomique possible.

Flux de travail fluide et flexible

Grâce au mécanisme de levage du fauteuil unique, le praticien travaillant à 12 heures avec un meuble ou un plateau est assuré que la distance entre la tête et le meuble reste la même quelle que soit la hauteur du fauteuil et que le scialytique n'a pas besoin d'être réajusté en cas de changement de la hauteur du fauteuil. De plus, le fauteuil est doté d'une base mobile proposée en option, qui permet de le déplacer très facilement d'une salle de traitement à une autre, en cas de besoin.



Très confortable pour le patient

Planmeca Pro50 Chair dispose d'un repose-jambes rabattable, qui facilite l'entrée et la sortie du patient et permet un échange en face à face avec le praticien. Cette position est particulièrement appréciée lors des consultations pré et post-traitement. Le fauteuil est conçu pour supporter un poids maximal de 185 kg et peut ainsi accueillir des patients de toutes corpulences et de toutes tailles. La garniture **Ultra Relax™** à mémoire de forme s'adapte parfaitement à la morphologie des patients, ce qui leur permet de rester détendus, même pendant les séances de traitement longues.

Qualité finlandaise

Tous les produits Planmeca sont conçus et fabriqués en Finlande, dans notre propre usine, avec les dernières technologies et les meilleurs matériaux. Grâce à des décennies d'expérience dans la conception et la fabrication de fauteuils dentaires, nous vous garantissons que nos produits sont de très grande qualité. De plus, nous sommes attentifs aux commentaires de nos clients qui nous permettent d'améliorer et de peaufiner continuellement nos produits, toujours fabriqués dans le respect de conditions de travail équitables.





- ✓ Design contemporain et intemporel
- ✓ Large plage de hauteur (de 390 mm à 890 mm)
- ✓ Le dossier mince et la base réduite du fauteuil assurent un accès optimal à la zone de traitement
- ✓ Repose-jambes rabattable
- ✓ Mouvements fluides et silencieux
- ✓ Capacité de levage de 185 kg
- ✓ Base mobile sur roulettes, en option

CE MD Planmeca Pro50 Chair

Planmeca Oy conçoit et fabrique une gamme complète d'équipements innovants de diagnostic et de traitement pour la santé, comprenant des dispositifs d'imagerie 2D et 3D, des solutions CAD/CAM, des unités et des logiciels de soins dentaires. Planmeca Oy, la société mère du groupe finlandais Planmeca, est fortement engagée dans l'innovation au service de l'amélioration des soins. Elle est la plus grande société privée dans ce domaine.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlande | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.fr

Les images peuvent contenir des articles supplémentaires, non compris dans une livraison standard.
Les configurations et caractéristiques peuvent varier d'un pays ou d'un endroit géographique à un autre. Droits de changement réservés.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM, Planmeca Curiosity, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca CORE, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca Piezon, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca Pro50, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, SmartPan, SmartTouch, Trendy et Ultra Relax sont des marques déposées ou non déposées de Planmeca dans différents pays.